

Individuelle Unterschenkelprothesen Harmonysystem

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Das Harmony® System ist eine besondere Art der Liner-Versorgung. Es reduziert effektiv die Luft zwischen Schaft und Liner. Dies erfolgt durch eine Pumpe und ein Ausstoßventil. Bei jedem Schritt mit der mechanischen Pumpe bzw. durch einen Sensor (bei der elektronischen Variante) wird das System aktiviert und regelt in einem definierten Bereich den benötigten Unterdruck. Zusätzlich ist in die mechanische Pumpe eine Dämpfungs- und Torsionsfunktion integriert. Mit dem Harmony® System wird das Stumpfvolumen kontrolliert und gleichzeitig die Stumpfdurchblutung verbessert.



Für eine persönliche Beratung in unserem Hause sind wir für Sie da:



Pierre Halley
Orthopädiemechaniker- und
Bandagistenmeister, Bereichs-
leiter OTV
E-Mail: otv@lettermann.de
Telefon: 021 62/373970
Adresse: Helmholtzstraße 27
41747 Viersen



Mirko Bücher
Dipl. Orthopädiemechaniker- und
Bandagistenmeister, Bereichsleiter
Orthopädiotechn. Klinikwerkstatt
E-Mail: klinik@lettermann.de
Telefon: 021 62/966236
Adresse: Horionstraße 2
41749 Viersen-Süchteln