

# Individuelle Unterschenkelprothesen Linertechnik

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Durch die Verwendung einer Stumpfbettung aus Silicon oder PU („Liner“), die der Patient direkt auf den Stumpf rollt, werden Komfort und Haftung erhöht. Über eine distale Verriegelung (am Stumpfende) erfolgt die Arretierung zwischen dem Liner und dem Gießharzschaft.

Verschiedene Liner- sowie unterschiedliche Verriegelungssysteme, sogenannte „Shuttle Locks“ stehen zur Verfügung. Die Liner-Materialien sind temperatur-, wasser- und witterungsbeständig, sowie geruchs- und geschmacksneutral.



**Für eine persönliche Beratung in unserem Hause sind wir für Sie da:**



**Pierre Halley**  
Orthopädiemechaniker- und  
Bandagistenmeister, Bereichs-  
leiter OTV  
E-Mail: [otv@lettermann.de](mailto:otv@lettermann.de)  
Telefon: 021 62/373970  
Adresse: Helmholtzstraße 27  
41747 Viersen



**Mirko Bücher**  
Dipl. Orthopädiemechaniker- und  
Bandagistenmeister, Bereichsleiter  
Orthopädiotechn. Klinikwerkstatt  
E-Mail: [klinik@lettermann.de](mailto:klinik@lettermann.de)  
Telefon: 021 62/966236  
Adresse: Horionstraße 2  
41749 Viersen-Süchteln