

## Bauerfeind Genu-Train OA

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik



Bei Arthrose, Verletzung oder Instabilität entlastet die Genu-Train OA die schmerzhafte Innen- oder Außenseite des Knies. Durch das leichte Gewicht, das atmungsaktive 3D-Netzgestrick und die druckfreie Beugezone in der Kniekehle sitzt sie höchst komfortabel. Die vielen Vorteile der Kniearthrose Orthese machen sie zu einem angenehmen Begleiter auch über längere Zeit.

### Vorteile:

- spürbare Entlastung der schmerzhaften Knieseite
- Entlastung eigenständig regulieren, je nach Anforderung
- mehr Aktivität und Komfort, auch über längere Zeit



**01 Das einstellbare achtförmige Gurtsystem** sorgt für innovative Entlastung

**02 Das stabilisierende Gelenk** passt sich der Beinform automatisch an (Varus-/Valgusstellung) und ermöglicht eine Bewegungskontrolle in Flexion und Extension

**03 Airknit Kompressionsgestrick** leichte und flache Konstruktion für zusätzlichen Tragekomfort

**04 Boa® Fit-System** für einfache Entlastungskontrolle

**05 Fingerschlaufen** erleichtern das An- und Ablegen

### Auf die Ursachen von Gonarthrose einwirken

Am Knie sind häufig die Innen- oder Außenseite des Gelenkes schmerzhaft betroffen. Ursachen können zum Beispiel Instabilitäten, Knorpel-Knochenverletzungen und vor allem Arthrose sein. Diese entstehen meist durch Fehlstellungen und Mehrbelastung.

Und genau dort setzt die GenuTrain OA an. Speziell für Kniearthrose entwickelt, entlastet die Orthese genau diese schmerzhaften Bereiche an der Innen- und Außenseite des Kniegelenks. Dadurch kannst du wieder länger aktiv sein und die Arthrose-bedingten Knieschmerzen spürbar reduzieren.

### Bei Arthrose mit Knieorthese aktiver sein

Die GenuTrain OA Knieorthese gibt dir durch das neuartige Entlastungs- und Stabilisierungssystem wichtige Lebensqualität zurück. Seine Bänder verlaufen in Form einer 8 um das von Arthrose betroffene oder verletzte Knie, wodurch sie den schmerzhaften Bereich an der Seite des Gelenks entlasten können. Sie wirken dadurch schmerzreduzierend und stabilisieren gemeinsam mit der Gelenkschiene das gesamte Knie.

Mit dem Drehverschluss des Boa® Fit Systems kannst du ganz einfach und jederzeit die Entlastungshöhe der Knieorthese ändern und an deine Tätigkeiten anpassen – wie zum Beispiel fürs Spazierengehen, Wandern oder für sportliche Aktivitäten. Durch das leichte Gewicht, das atmungsaktive 3D-Netzgestrick und die druckfreie Beugezone in der Kniekehle sitzt die GenuTrain® OA höchst komfortabel. Die vielen Vorteile der Orthese machen sie zu einem angenehmen Begleiter für Gonarthrose-Patienten – auch über längere Zeit.

*Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Fragen zu den Versorgungsmöglichkeiten haben. Unsere zertifizierten Techniker(Innen) beraten Sie gerne unter 0 21 62 / 3 73 970.*