

## Rahmenstützkorsett

Fachwissen aus der Orthopädie-Technik

Korsette (sog. teilaktive Orthesen) können teilfixierend, fixierend oder korrigierend in der Frontal-, Sagittal- und/oder Horizontalebene wirken; sie fixieren die Lenden- und Brustwirbelsäule an das Becken.

Korsette sollten nur bei erheblichen osteoporotischen und strukturellen Destruktionen der unteren BWS und der LWS zur Anwendung kommen.



(Abb. ähnlich)

Für eine persönliche Beratung in  
unserem Hause ist für Sie da:

**Kinder- und individual Orthetik**

Telefon: 021 62/ 37 39 70

E-Mail: [info@lettermann.de](mailto:info@lettermann.de)

Adresse: Helmholtzstraße 27  
41747 Viersen